

Wb, Elisa용 Anti-Lmx1B 토끼 다클로날 항체 - O60663

품목 번호: CM0027315

소개

인간 LMX1B 전사 인자를 표적으로 하는 재조합 기반 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 신장 세포(포도세포) 생물학 및 사지 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LMX1B Rabbit pAb
비고/별칭	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4010
GeneID	4010
면역원(Immunogen)	인간 LMX1B (NP_002307.2)의 아미노산 136-395에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	O60663
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스팩