

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Lnpep 다클론 항체 - Q9Uiq6

품목 번호: CM0016803



소개

인간 LNPEP(류실-시스테인 아미노펩티다제)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 펩티드 호르몬 분해 및 임신 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LNPEP 토끼 pAb
비고/별칭	CAP; IRAP; PLAP; P-LAP; LNPEP
종	인간
GeneID (인간)	4012
GeneID	4012
면역원	인간 LNPEP (NP_005566.2)의 아미노산 1-110번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UIQ6
단백질 분자량	117kDa
배송 방법	아이스 팩