

Anti-Lnx1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Tbb1

품목 번호: CM0027058



소개

Western blot (WB) 및 ELISA에 적합한 LNX1 토끼 폴리클론항체; 인간, 마우스, 랫드의 LNX1을 인식하며, NUMB 분해 및 엔도사이틱 스캐폴딩을 매개하는 E3 유비퀴틴-단백질 리가제입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	LNX1 Rabbit pAb
비고/별칭	LNX; MPDZ; PDZRN2; LNX1
종	인간
GeneID (인간)	84708
GeneID	84708
면역원	인간 LNX1 (NP_001119800.1)의 아미노산 501-594에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8TBB1
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백