

Wb, Elisa용 Anti-Lonp2 토끼 다클론 항체 - Q86Wa8

품목 번호: CM0022885

소개

인체 LONP2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 퍼옥시좀 Lon 프로테아제를 표적으로 하며, 퍼옥시좀 단백질 분해 및 대사 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LONP2 토끼 pAb
비고/별칭	LONP, PLON, LONPL, PSLON, LONP2
종	인체
유전자 ID	83752
면역원	인체 LONP2(NP_113678.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	Q86WA8
단백질 무게	95kDa
배송	아이스팩