

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Loricrin 폴리클로날 항체 - P23490

품목 번호: CM0023232

소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA용으로 검증된 Loricrin 토끼 폴리클로날 항체; 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 주요 각질세포 봉입 단백질을 타겟으로 합니다. 피부과 및 각질화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LORICRIN Rabbit pAb
비고/별칭	LOR; LORICRIN
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4014
유전자 ID	4014
면역원	인간 LORICRIN (NP_000418.2)의 아미노산 1-100 내부 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P23490
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 백(Ice bag)