

Wb용 Anti-Lox 폴리클로날 항체 - P28300

품목 번호: CM0029275

소개

이 LOX 토끼 폴리클로날 항체(P28300)를 살펴보세요. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 LOX와 반응합니다. 재조합 단백질 면역원; 47kDa. 콜라겐/엘라스틴 가교 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LOX 토끼 pAb
비고/별칭	AAT10; LOX
종	인간
GeneID (인간)	4015
GeneID	4015
면역원	인간 LOX (NP_002308.2)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28300
단백질 무게	47kDa
배송	아이스백