

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Loxl1 다클론 항체 - Q08397

품목 번호: CM0014866

소개

WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 인간 LOXL1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 세포외기질에서 콜라겐과 엘라스틴의 가교결합에 중요한 라이실 산화효소인 인간 및 마우스 LOXL1을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	상세 정보
제품명	LOXL1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	LOL, LOXL, LOXL1
종	인간
GeneID (인간)	4016
GeneID	4016
면역원	인간 LOXL1의 아미노산 95-370을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005567.2)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q08397
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩