

Anti-Loxl1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q08397

품목 번호: CM0004547

소개

사람 LOXL1을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 사람 샘플과의 교차 반응성이 입증되었습니다. 단백질 분자량 63kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LOXL1 Rabbit mAb
비고/별칭	LOL; LOXL; LOXL1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	4016
GeneID	4016
면역원	사람 LOXL1의 아미노산 95-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_005567.2)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q08397
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)