

Wb, Elisa용 항Loxl2 단클론 항체 - Q9Y4K0

품목 번호: CM0004929



소개

WB 및 ELISA 응용 분야용 인간 LOXL2에 대한 토끼 단클론 항체. 염색질 재구성, EMT 및 세포외 기질 가교 결합에 관여하는 리실 옥시다제 상동체 2를 표적으로 합니다. 인간과 교차 반응합니다. ~87kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LOXL2 토끼 mAb
비고/별칭	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
종	인간
유전자 ID (인간)	4017
유전자 ID	4017
면역원	합성 펩티드: 인간 LOXL2(Q9Y4K0)의 아미노산 675-774 내 서열에 상응하는 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y4K0
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스 팩