

## Wb, Elisa용 Anti-Loxl2 폴리클로날 항체 - Q9Y4K0

품목 번호: CM0016999



### 소개

인간 LOXL2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐 샘플과 반응합니다. EMT, 크로마틴 조절 및 암 연구에서 리실 옥시다제 동족체 2를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수   | 값                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명    | LOXL2 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭  | LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2                                      |
| 종      | 인간(Human)                                                     |
| 유전자 ID | 4017                                                          |
| 면역원    | 인간 LOXL2 (NP_002309.1)의 아미노산 51-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원    | 토끼(Rabbit)                                                    |
| 카테고리   | 폴리클로날 항체                                                      |
| 응용     | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성 | 인간, 마우스, 쥐                                                    |
| SWISS  | Q9Y4K0                                                        |
| 단백질 크기 | 87kDa                                                         |
| 배송     | 아이스팩                                                          |