

Wb, Elisa용 Anti-Lpar4 다클론 항체 - Q99677

품목 번호: CM0021292

소개

인간 LPAR4/LPA4 수용체(Q99677)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보이며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. GPCR 및 리소포스파티드산 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LPAR4 Rabbit pAb
비고/별칭	LPA4; P2Y9; GPR23; P2RY9; P2Y5-LIKE; LPAR4
종	인간
GeneID (인간)	2846
GeneID	2846
면역원	재조합 단백질 인간 LPAR4(Q99677)의 아미노산 311-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99677
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩