

Anti-Lpcat1 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q8Nf37

품목 번호: CM0030249

소개

인간 LPCAT1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 인지질 대사 및 혈소판 활성화 인자 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LPCAT1 토끼 pAb
비고/별칭	AYTL2; lpcat; AGPAT9; LPLAT8; PFAAP3; AGPAT10; LPCAT-1; lysoPAFAT; LPCAT1
종	인간
유전자 ID	79888
면역원	인간 LPCAT1(NP_079106.3)의 아미노산 325-534에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NF37
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩