

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Lpp 단일클론 항체 - Q93052

품목 번호: CM0002072

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 Anti-LPP 토끼 단일클론 항체. 세포 부착 및 신호 전달에서 스캐폴드 단백질 역할을 하는 사람과 마우스의 lipoma-preferred partner를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LPP Rabbit mAb
비고/별칭	LPP; lipoma-preferred partner
종	사람
유전자 ID (사람)	4026
유전자 ID	4026
면역원	사람 LPP (Q93052)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q93052
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백