

Wb, If/Icc, Elisa용 Lrat 토끼 다클론 항체 - O95237

품목 번호: CM0012900

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-LRAT 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 LRAT을 인식합니다. 레티노이드 대사 및 시각 연구에 적합합니다. CamelBio는 포괄적인 IVD 원료 플랫폼의 일부로 이 제품을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRAT 토끼 pAb
비고/별칭	LCA14; LRAT
종	인간
GeneID (인간)	9227
GeneID	9227
면역원	인간 LRAT(NP_004735.2)의 아미노산 1-194에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95237
단백질 중량	26kDa
배송	아이스팩