


Anti-Lrg1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P02750

품목 번호: CM0025741



소개

Western blot, immunofluorescence, ELISA에 대해 검증된 Anti-LRG1 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플의 leucine-rich alpha-2-glycoprotein을 검출합니다. 혈장 단백질 연구 및 바이오마커 발견에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRG1 Rabbit pAb
비고/별칭	LRG; HMFT1766; LRG1
종	사람(Human)
Gene ID (사람)	116844
Gene ID	116844
면역원	사람 LRG1 (NP_443204.1)의 아미노산 36-347에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P02750
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백