


Wb 및 Elisa용 항-Lrig1 토끼 다클론 항체 - Q96Ja1

품목 번호: CM0018091



소개

인간 LRIG1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간 및 마우스 시료에서 내인성 LRIG1을 검출합니다. 수용체 티로신 키나아제의 음성 조절인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRIG1 토끼 pAb
비고/별칭	LIG1; LIG-1; LRIG1
종	인간
유전자 ID	26018
면역원	인간 LRIG1 (NP_056356.2)의 아미노산 816-1093에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96JA1
단백질 분자량	119kDa
배송 방식	아이스 팩