


Wb, Elisa용 항-Lrp1 토끼 단클론 항체 - Q07954

품목 번호: CM0003893



소개

인간 LRP1(505 kDa)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 LRP1을 검출합니다. 지질 대사, 내포작용 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LRP1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
종	인간
유전자 ID	4035
면역원	인간 LRP1 (Q07954)의 아미노산 4400-4500 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07954
단백질 분자량	505kDa
배송 방식	아이스백