


Anti-Lrp1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q07954

품목 번호: CM0013986



소개

CamelBio의 LRP1 토끼 다클론 항체는 Western blot, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 지질 항상성, 타우(tau) 제거 및 신호 전달에 관여하는 505 kDa 내포세포 수용체인 인간, 마우스 및 쥐의 LRP1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRP1 토끼 pAb
비고/별칭	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
종	인간
GeneID (인간)	4035
GeneID	4035
면역원	LRP1의 4401-4500 아미노산 서열에 해당하는 제조합 융합 단백질 (NP_002323.2)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q07954
단백질 무게	505kDa
배송	아이스팩