


Anti-Lrp2 (Megalin) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If-P - P98164

품목 번호: CM0028612



소개

인간 LRP2(megalin/gp330)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, IF-P 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 세포내이입 및 신장/신경 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LRP2 Rabbit pAb
비고/별칭	DBS; GP330; LRP-2; LRP2
종	인간
GeneID (Human)	4036
GeneID	4036
면역원	인간 LRP2 (NP_004516.2)의 아미노산 4446-4655에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P98164
단백질 분자량	522kDa
배송	아이스백