

If-P, Elisa용 Anti-Lrp4 토끼 다클론 항체 - O75096

품목 번호: CM0019802



소개

인간 샘플에서 IF-P 및 ELISA용으로 검증된 LRP4 토끼 다클론 항체입니다. 뼈 형성과 신경근 접합부에 관여하는 수용체인 LRP4를 표적으로 합니다. UniProt: O75096.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRP4 토끼 pAb
비고/별칭	CLSS; CMS17; LRP-4; LRP10; MEGF7; SOST2; LRP4
종	인간
유전자 ID(인간)	4038
유전자 ID	4038
면역원	합성 펩타이드 인간 LRP4(NP_002325.2)의 아미노산 1621~1720 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75096
단백질 분자량	212kDa
배송	아이스팩