

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 안티-Lrp5 래빗 모노클로날 항체 - O75197

품목 번호: CM0003545

소개

WB 및 ELISA용 LRP5 래빗 mAb (O75197). 인간 및 마우스에서 검증되었으며, 골 발달 및 발암에 관여하는 Wnt 공수용체 LRP5를 표적합니다. 진단 및 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRP5 래빗 mAb
비고/별칭	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
종	인간
유전자 ID (인간)	4041
유전자 ID	4041
면역원	인간 LRP5 (NP_002326.2)의 아미노산 1400-1500 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75197
단백질 분자량	179kDa
배송	아이스백