

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Lrp5 토끼 다클론 항체 - O75197

품목 번호: CM0012941

소개

인간 LRP5에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달, 뼈 발달 및 망막 혈관관에서 공동수용체로 작용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LRP5 토끼 pAb
비고/별칭	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
종	인간
유전자ID (인간)	4041
유전자ID	4041
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O75197
단백질 분자량	179kDa
배송 방식	아이스 팩