


If/Icc, Elisa용 Anti-Lrp6 토끼 다클론 항체 - O75581

품목 번호: CM0017653



소개

베타카테닌 신호전달에 관여하는 인간 LRP6에 대한 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA 응용에 적합합니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다. UniProt O75581.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRP6 토끼 pAb
비고/별칭	ADCAD2; STHAG7; LRP6
종	인간
GeneID (인간)	4040
면역원	재조합 단백질 인간 LRP6의 아미노산 20-150번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002327.2)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75581
단백질 분자량	180kDa
배송	아이스팩