


Wb, Elisa용 항-Lrp6 토끼 다클론 항체 - O75581

품목 번호: CM0029355



소개

본 토끼 다클론 항체는 Wnt 신호 공동수용체인 인간 LRP6을 표적으로 하며 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었고 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 베타-카테닌 신호 전달 및 관련 과정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LRP6 토끼 pAb
비고/별칭	ADCAD2; STHAG7; LRP6
종	인간
유전자 ID	4040
면역원	인간 LRP6(NP_002327.2) 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O75581
단백질 분자량	180kDa
배송 방식	아이스 팩