

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Lrpap1 토끼 다클론 항체 - P30533

품목 번호: CM0017290



### 소개

인간 LRPAP1(RAP, alpha-2-MRAP)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. LDL 수용체 관련 단백질의 분자 샤페론으로 기능합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | LRPAP1 토끼 pAb                                                     |
| 비고/별칭      | RAP; MRAP; A2RAP; HBP44; MYP23; A2MRAP; alpha-2-MRAP; LRPAP1      |
| 종          | 인간                                                                |
| GeneID(인간) | 4043                                                              |
| GeneID     | 4043                                                              |
| 면역원        | 인간 LRPAP1(NP_002328.1)의 아미노산 35-357에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 항체 유래 동물   | 토끼                                                                |
| 분류         | 다클론 항체                                                            |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                          |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 랫드                                                       |
| SWISS      | P30533                                                            |
| 단백질 분자량    | 41kDa                                                             |
| 배송         | 아이스팩                                                              |