


Anti-Lrpprc Rabbit Polyclonal Antibody (Wb/Ihc-P/If-Icc/Elisa) - P42704

품목 번호: CM0026474



소개

LRPPRC에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 용도로 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 미토콘드리아 RNA 대사 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LRPPRC Rabbit pAb
비고/별칭	LSFC; GP130; LRP130; MC4DN5; CLONE-23970; LRPPRC
종	인간
유전자 ID (인간)	10128
면역원	인간 LRPPRC (NP_573566.2)의 아미노산 1041-1394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42704
단백질 분자량	158kDa
배송	아이스백