

Wb 및 Elisa용 Anti-Lrrc14 토끼 다클론 항체 - Q15048

품목 번호: CM0022522

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 적합하도록 설계된 Anti-LRRC14 토끼 다클론 항체입니다. LRRC14는 Toll 유사 수용체 매개 NF-kappa-B 신호전달을 음성적으로 조절합니다. 인간 LRRC14와 반응합니다. 선천성 면역 연구에 적합합니다. UniProt Q15048.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRRC14 토끼 pAb
비고/별칭	LRRC14A; LRRC14
종	인간
유전자 ID	9684
면역원	인간 LRRC14의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_055480.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15048
단백질 분자량	55kDa
배송	얼음팩