


## Wb, Elisa용 Anti-Lrrc4 폴리클로널 항체 - Q9Hbw1

품목 번호: CM0013487



### 소개

인 WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 LRRC4 (NGL-2)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 신경과학 연구 및 신경교종 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | LRRC4 Rabbit pAb                                                         |
| 비고/별칭       | NAG14; NGL-2; LRRC4                                                      |
| 종           | 인간(Human)                                                                |
| 유전자 ID (인간) | 64101                                                                    |
| 유전자 ID      | 64101                                                                    |
| 면역원         | 재조합 단백질 (인간 LRRC4 (NP_071426.1)의 아미노산 544-653에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질) |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                               |
| 카테고리        | 폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)                                          |
| 응용          | WB, ELISA                                                                |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                           |
| SWISS       | Q9HBW1                                                                   |
| 단백질 분자량     | 73kDa                                                                    |
| 배송          | 아이스 팩(Ice bag)                                                           |