

Wb 및 Elisa용 항-Lrrc61 토끼 다클론 항체 - Q9Bv99

품목 번호: CM0017623

소개

전장 재조합 인간 LRRC61에 대해 생성된 항-LRRC61 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 류신 풍부 반복 함유 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	LRRC61 토끼 pAb
비고/별칭	HSPC295; LRRC61
종	인간
GeneID (인간)	65999
GeneID	65999
면역원	재조합 단백질 인간 LRRC61 (NP_076431.1)의 아미노산 1-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9BV99
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스백