


Anti-Lrrc7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q96Nw7

품목 번호: CM0016078



소개

인간 LRRC7(Densin-180)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트에 대한 반응성이 검증되었습니다. 시냅스후 연구 응용에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	LRRC7 Rabbit pAb
비고/별칭	DENSIN; LRRC7
종	인간
GeneID (인간)	57554
GeneID	57554
면역원	인간 LRRC7 (NP_065845.1)의 아미노산 730-890에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96NW7
단백질 분자량	173kDa
배송	아이스백