

Wb, Elisa용 항-Lrrfip1 다클론 항체 - Q32Mz4

품목 번호: CM0019327



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 LRRFIP1 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 전사 억제, 평활근 증식 및 TLR 신호전달 경로 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LRRFIP1 토끼 pAb
비고/별칭	GCF2; TRIP; FLAP1; GCF-2; FLAP-1; HUF1-1; FLIAP1; LRRFIP1
종	사람
유전자ID	9208
면역원	사람 LRRFIP1 (NP_001131024.1)의 아미노산 589-809에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q32MZ4
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백