

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Lrrfip2 폴리클로널 항체 - Q9Y608

품목 번호: CM0019087

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 LRRFIP2 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 TLR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRRFIP2 Rabbit pAb
비고/별칭	HUFI-2; LRRFIP2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9209
GeneID	9209
면역원	인간 LRRFIP2 (NP_060194.1)의 아미노산 150-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9Y608
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백