


Wb, Elisa용 Anti-Lrrk1 폴리클론 항체 - Q38Sd2

품목 번호: CM0024055



소개

WB 및 ELISA용 인간 LRRK1 대상 토끼 폴리클론 항체. LRRK1은 RAB7A를 인산화하여 세포 내 수송 및 파골세포 성숙을 조절하며, 골 대사 연구에 중요한 의미를 갖습니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRRK1 토끼 pAb
비고/별칭	OSMD; RPK6; Roco1; LRRK1
종	인간
GeneID (인간)	79705
GeneID	79705
면역원	인간 LRRK1(NP_078928.3)의 10-90번 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q38SD2
단백질 무게	225kDa
배송	아이스팩