


Wb 및 Elisa용 Anti-Lrrk1 토끼 다클로날 항체 - Q38Sd2

품목 번호: CM0023157



소개

사람 LRRK1 (Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 1)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 세포 내 트래피킹 및 파골세포 조절 연구에 적합합니다. 예상 분자량은 225 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRRK1 Rabbit pAb
비고/별칭	OSMD, RPK6, Roco1, LRRK1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	79705
유전자 ID	79705
면역원	사람 LRRK1 (NP_078928.3)의 아미노산 10-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q38SD2
단백질 분자량	225kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)