

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lrrk2 폴리클론항체 - Q5S007

품목 번호: CM0013080



소개

이 LRRK2 폴리클론항체(제품 번호 A0859)는 사람 LRRK2의 아미노산 750-910을 포함하는 재조합 단백질에 대해 토끼에서 생산되었습니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 사람, 마우스, 랫드 LRRK2(~286 kDa)를 인식합니다. 자가포식, 신경퇴행, 파킨슨병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LRRK2 Rabbit pAb
비고/별칭	PARK8; RPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
종	사람
유전자 ID	120892
면역원	재조합 단백질: 사람 LRRK2 (NP_940980.3)의 아미노산 750-910에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q5S007
단백질 분자량	286kDa
배송	아이스백