

Wb, Elisa용 항-Lrrk2 토끼 단클론 항체 - Q5S007

품목 번호: CM0006895



소개

WB와 ELISA에서 검증된 고품질 항-LRRK2 토끼 단클론 항체입니다. 파킨슨병, 자가포식 및 신경 기능에 핵심적인 키나아제인 인간 LRRK2(PARK8, 다다린)를 표적으로 하며, IVD 및 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LRRK2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
종	인간
유전자ID (인간)	120892
유전자ID	120892
면역원	재조합 단백질; 인간 LRRK2 (NP_940980.4)의 아미노산 100-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5S007
단백질 분자량	286kDa
운송	아이스 팩