

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Lrrk2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q5S007

품목 번호: CM0022675



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-LRRK2 rabbit polyclonal antibody; Human, Mouse, Rat에 반응함; 표적은 신경 가소성 및 자가포식의 핵심 조절자인 Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 (LRRK2). 파킨슨병 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LRRK2 Rabbit pAb
비고/별칭	PARK8; RPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
종	인간
GeneID (Human)	120892
GeneID	120892
면역원	재조합 단백질[인간 LRRK2 (NP_940980.3)의 아미노산 750-910에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q5S007
단백질 분자량	286kDa
배송	아이스백