

Wb 및 Elisa용 항-Lrsam1 다클론 항체 - Q6Uwe0

품목 번호: CM0025361

소개

LRSAM1 토끼 다클론 항체, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 LRSAM1(자가포식 및 신경퇴행에 관여하는 E3 유비퀴틴 리가아제)을 검출합니다. 샤르코-마리-투스병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LRSAM1 토끼 pAb
비고/별칭	TAL; CMT2P; RIFLE; LRSAM1
종	인간
유전자ID (인간)	90678
유전자ID	90678
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6UWE0
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스 팩