

Wb, Elisa용 항-Lrwd1 다클론 항체 - Q9Ufc0

품목 번호: CM0020521

소개

사람, 마우스, 랫드 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 LRWD1 토끼 다클론 항체입니다. DNA 복제와 염색질 조직화에 관여하는 류신 풍부 반복 및 WD 반복 함유 단백질 1(CENP-33/ORCA)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lrwd1 토끼 pAb
비고/별칭	ORCA; CENP-33; Lrwd1
종	사람
유전자 ID(사람)	222229
유전자 ID	222229
면역원	합성 펩타이드 사람 Lrwd1(NP_690852.1)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UFC0
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩