

Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Lsh/Hells 토끼 단일클론 항체 - Q9NrZ9

품목 번호: CM0007580



소개

인간 Lsh/HELLS(Q9NRZ9)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF, IHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 염색질 리모델링 및 DNA 메틸화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lsh/HELLS 토끼 mAb
비고/별칭	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbl10143; Lsh/HELLS
종	인간
유전자 ID (인간)	3070
유전자 ID	3070
면역원	인간 Lsh/HELLS(NP_060533.2)의 614-838번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NRZ9
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스팩