

Anti-Lsm1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O15116

품목 번호: CM0017413

소개

인간 LSM1 (SWISS O15116)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. mRNA 분해 및 히스톤 mRNA 처리 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LSM1 Rabbit pAb
비고/별칭	CASM; YJL124C; LSM1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	27257
항원(Immunogen)	인간 LSM1 (NP_055277.1)의 아미노산 1-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O15116
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)