

항-Lsm11 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P83369

품목 번호: CM0030096



소개

히스톤 mRNA 처리에 관여하는 U7 snRNP 복합체의 핵심 구성 요소인 인간 LSM11에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간과 랫트와 교차 반응합니다. 세포주기 및 RNA 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LSM11 토끼 pAb
비고/별칭	AGS8; LSM11
종	인간
유전자 ID (인간)	134353
면역원	인간 LSM11 (NP_775762.1)의 아미노산 131-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	P83369
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩