

Wb, Elisa용 Anti-Lsm12 Rabbit Polyclonal Antibody - Q3Mhd2

품목 번호: CM0022100

소개

인간 LSM12에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스와 교차반응. NAADP 매개 Ca2+ 신호 연구에 적합. 단백질 분자량 22kDa.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 사양                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명         | LSM12 Rabbit pAb                                       |
| 비고/별칭       | PNAS-135; LSM12                                        |
| 종           | 인간                                                     |
| GeneID (인간) | 124801                                                 |
| GeneID      | 124801                                                 |
| 면역원         | 인간 LSM12 (NP_689557.1)의 아미노산 1-195 서열에 해당하는 제조함 퓨전 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                     |
| 분류          | 폴리클론 항체                                                |
| 응용          | WB, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                |
| SWISS       | Q3MHD2                                                 |
| 단백질 분자량     | 22kDa                                                  |
| 배송          | 아이스팩                                                   |