

Wb, Elisa용 항-Lsm2 다클론 항체 - Q9Y333

품목 번호: CM0027575



소개

인간 LSM2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 11 kDa 단백질을 검출하며 인간 샘플에서 반응성이 확인되었습니다. 전구체 mRNA 스플라이싱 및 스플라이세오솜 연구 응용 분야에 최적화되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LSM2 토끼 pAb
비고/별칭	G7B; snRNP; C6orf28; YBL026W; LSM2
종	인간
유전자ID (인간)	57819
유전자ID	57819
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y333
단백질 분자량	11kDa
배송 방법	아이스 팩