

Anti-Lsm3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P62310

품목 번호: CM0016192



소개

Western blot (WB) 및 ELISA 용도로 검증된 LSM3 토끼 다클로날 항체로, 사람 및 마우스 U6 snRNA 관련 Sm 유사 단백질 LSm3(스플라이스솜 구성 요소)을 검출합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	LSM3 Rabbit pAb
비고/별칭	SMX4; USS2; YLR438C; LSM3
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	27258
유전자 ID	27258
면역원	사람 LSM3 (NP_055278.1)의 아미노산 1-102에 상응하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P62310
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백 (Ice bag)