

Anti-Lsm4 토끼 다클론 항체 (Wb, Ip, Elisa 용) - Q9Y4Z0

품목 번호: CM0028461



소개

전-mRNA 스플라이싱에 관여하는 U6 snRNA 연관 Sm 유사 단백질인 LSM4에 대한 토끼 다클론 항체입니다.

웨스턴 블롯(WB), 면역침전(IP), ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LSM4 토끼 pAb
비고/별칭	GRP; YER112W; LSM4
종	인간
유전자ID (인간)	25804
유전자ID	25804
면역원	인간 LSM4 (NP_036453.1)의 아미노산 1-139에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y4Z0
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩