

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Lsp1 Rabbit Monoclonal Antibody - P33241

품목 번호: CM0005927



소개

LSP1 Rabbit mAb (P33241)는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 림프구 특이 단백질 1에 특이적이며, 호중구 활성화 및 주화성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LSP1 Rabbit mAb
비고/별칭	WP34; pp52; LSP1
종	인간
GeneID	4046
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P33241
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백