

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Lsp1 토끼 다클론 항체 - P33241

품목 번호: CM0029547



소개

인간 LSP1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 호중구 활성화 및 주화성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LSP1 토끼 pAb
비고/별칭	WP34; pp52; LSP1
종	인간
유전자ID (인간)	4046
유전자ID	4046
면역원	제조항 단백질 (인간 LSP1 (NP_002330.1)의 아미노산 1-339에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P33241
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스 팩