


Wb 및 Elisa용 항-Lss 토끼 다클론 항체 - P48449

품목 번호: CM0025704



소개

콜레스테롤 생합성의 핵심 효소인 인간 LSS를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 생쥐와 교차 반응합니다. 라노스테롤 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LSS 토끼 pAb
비고/별칭	OSC, APMR4, HYPT14, CTRCT44, LSS
종	인간
유전자 ID (인간)	4047
면역원	인간 LSS (NP_002331.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P48449
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 팩