


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lta Rabbit Polyclonal Antibody - P01374

품목 번호: CM0016616



소개

인간 LTA(Lymphotoxin-alpha)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 사이토카인 및 종양 괴사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LTA Rabbit pAb
비고/별칭	LT; TNFB; TNFSF1; TNLG1E; LTA
종	인간
유전자 ID (인간)	4049
유전자 ID	4049
면역원	인간 LTA (NP_000586.2)의 아미노산 35-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01374
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백